

Dystrybutor w Polsce:

**GESPAR***Pharma  
sensitive*sicell  
baby and adult diapers

**Pieluchomajtki dla dorosłych PHARMA SENSITIVE** mają zastosowanie przy średnim, ciężkim i najcięższym stopniu nietrzymaniu moczu i nietrzymaniu kału. Przeznaczone są zarówno dla osób poruszających się jak i obłożnie chorych. Są wykonane z najwyższej jakości laminatu oddychającego (materiału wielowarstwowego), który zapewnia cyrkulację powietrza i pary wodnej na całej powierzchni oraz nieprześlakliwość produktu.



### **Perfekcyjne dopasowanie.**

Podwójny, anatomicznie ukształtowany celulozowy wkład chłonny, dwa elastyczne ściągacze w talii nie powodujące otarć ani podrażnień umiejscowione z przodu i z tyłu, jak również falbanki i elastyczne ściągacze pachwinowe gwarantują idealne dopasowanie do ciała. Zabezpieczenie przed wyciekami bocznymi w postaci elastycznych falbanek (barierek) z włókniny hydrofobowej wywijających się na zewnątrz wkładu chłonnego. Wygodne i trwałe dwie pary elastycznych przylepców rzepów wielokrotnego zapinania i odpinania, z wbudowanym elementem rozciągliwym (z wyjątkiem Maxi) o rozciągliwości maksymalnej co najmniej 15 mm czynią użytkowanie praktycznym i szybkim. Przylepcy rzepy można zapiąć i odpiąć więcej niż dwukrotnie.

### **Pewna ochrona. Koniec z uczuciem wilgoci.**

Dzięki powlekającej włókninie hydrofilnej, absorpcyjnemu podwójnemu wkładowi z czystej celulozy z dodatkiem polimerów o dużej chłonności (superabsorbentu) oraz dodatkowej włókninowej warstwie rozpraszająco-chłonnej ADL (Acquisition & Distribution Layer) zapewniona jest maksymalna ochrona.

Odpowiednie wykonanie pieluchomajtek zabezpiecza podwójny wkład chłonny przed przesuwaniem się oraz deformacją pod wpływem moczu.

### **Nigdy więcej podrażnień.**

„Oddychające” pieluchomajtki zapewniają cyrkulację powietrza i pary wodnej na całej powierzchni produktu, a przeciwalergiczne i delikatne przebadane dermatologicznie materiały zapobiegają powstaniu podrażnień skórnych. Cały produkt wolny od lateksu.

### **Kontrola nieprzyjemnych zapachów.**

Pieluchomajtki wyposażone są w innowacyjny system utrzymujący mocz z dala od skóry oraz zapobiegający tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

## Łatwość w użytkowaniu:

Instrukcja na opakowaniu demonstruje jak prawidłowo założyć pieluchę. Miły, delikatny, nieszeleszczący materiał ułatwia zakładanie i użytkowanie produktu zapewniając przy tym dyskrekcję. Pieluchomajtki są dodatkowo wyposażone w cyfrowo literowy wskaźnik wilgotności barwy niebieskiej informujący o konieczności zmiany produktu poprzez blednięcie, rozplamywanie się i zanikanie w miarę napełniania moczem. Czytelne oznakowanie rozmiaru i poziomu chłonności na każdym pojedynczym produkcie ułatwia szybkie zidentyfikowanie produktu, szczególnie w przypadku używania pieluchomajtek o różnej chłonności ze względu na porę dzienną i nocną.

## SPOSÓB PAKOWANIA I CHŁONNOŚĆ wg ISO 11948-1

Rozmiar	Poziom chłonności	Chłonność nie mniej niż (g)	Opakowanie (szt.)	Karton (op.)	Liczba szt. w kartonie	Nr artykułu producenta	Symbol Gespar	
S	Extra	1650	15	6	90	30537	SE	
	Super	2100	20	5	100	30413	SS	
M	Plus	2300	15	6	90	30539	MP	Lp. 1
	Extra	2600	15	6	90	30540	ME	
	Super	2900	15	6	90	30541	MS	Lp. 4
	Maxi	3600	20	5	100	30288	MM	
L	Plus	2600	15	6	90	30543	LP	Lp. 2
	Extra	3200	15	6	90	30544	LE	Lp. 5
	Super	3450	15	6	90	30545	LS	
	Maxi	3950	15	6	90	30546	LM	
XL	Extra	3200	15	6	90	30547	XLE	Lp. 3 i 6

Każde opakowanie posiada m.in. informację o liczbie sztuk, rozmiarze, poziomie chłonności, obwodzie pasa i wadze pacjenta.

Wyrób medyczny I Klasy, bez funkcji pomiarowej, niesterylny, jednorazowego użycia.

	Chłonność	Dostępne rozmiary	Przeznaczone dla osób	
Plus	●●●●●●●●	M, L		
Extra	●●●●●●●●	S, M, L, XL		
Super	●●●●●●●●	S, M, L, XL		
Maxi	●●●●●●●●	M, L		

	Small	Medium	Large	X-Large	
Obwód	55-80 cm	75-110 cm	100-150 cm	130-170 cm	
Waga	poniżej 60 kg	55-75 kg	powyżej 75 kg	powyżej 85 kg	