

CHEMISEPT GEL

Tiksotropowy żel na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i izopropanolu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk.

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o postać żelu nie powoduje ściekania preparatu z rąk
- o hypoalergiczny preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- o na bazie mieszaniny alkoholi o pH neutralnym dla skóry
- o zawiera substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamin E, gliceryna
- o posiada pełne spektrum mikrobójcze już w 30 sekund, wykazuje działanie przedłużone powyżej 3 godzin
- o przebadany dermatologicznie, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry
- o dostępny również w systemie zamkniętym

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
EN1500 Higieniczna dezynfekcja rąk	30 sekund
EN12791 Chirurgiczna dezynfekcja rąk	90 sekund
EN13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE) EN13624 Drożdżakobójczy, Grzybobójczy (Aspergillus) EN14348 Prątkobójcze (w tym prątki gruźlicy) EN14476 Pełne działanie wirusobójcze (Adeno, Noro, Polio)	30 sekund

SPOSÓB UŻYCIA:

Higieniczna dezynfekcja rąk:

Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk przez minimum 30 sekund wykorzystując technikę Ayiliff'a. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk:

Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk i przedramiona przez minimum 45 sekund wykorzystując technikę Ayiliff'a, czynność należy wykonać dwukrotnie. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Etanol – 72,5g; Izopropanol – 7,5g

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Chemisept Gel w składzie zawiera alkohol etylowy i izopropylowy oraz substancje pielęgnujące skórę, tak dobrany skład zapewnia optymalne warunki dezynfekcji, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry.

CERTYFIKATY I TESTY:

Pozwolenie nr 7711/19 na obrót produktem biobójczym

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton		Opakowanie	Pojemność	Karton
Butelka	0,1L	12x0,1L		Butelka	1L	12x1L
Butelka	0,25L atomizer	12x0,25L		Dispenso	1L (system zamknięty)	12x1L
Butelka	0,5L (eurodispenser)	12x0,5L		Kanister	5L	3x5L

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9
15-528 Sowłany
Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132
10917 Tallinn
ESTONIA