

CHEMISEPT MED

Preparat na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i izopropanolu do dezynfekcji skóry oraz dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk.

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o preparat przeznaczony do ogólnej antyseptyki skóry
- o hypoalergiczny preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- o na bazie mieszaniny alkoholi, najbardziej przyjaznego dla skóry o neutralnym pH
- o zawiera substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamin E, gliceryna
- o posiada pełne spektrum, wykazuje działanie mikrobójcze powyżej 3 godzin
- o przebadany dermatologicznie, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry
- o dostępny również w systemie zamkniętym

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
Antyseptyka skóry	1 minuta
Chirurgiczna dezynfekcja rąk (PN-EN 12791)	1,5 minuty
Higieniczna dezynfekcja rąk (PN-EN 1500)	30 sekund
EN13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE)	15 sekund
EN13624 Drożdżakobójczy	30 sekund
Grzybobójczy (Aspergillus)	30 sekund
EN14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)	20 sekund
EN 14476 Wirusy: osłonione, Vaccinia, Rota, Noro	15 sekund
EN14476 Adeno	30 sekund
EN14476 Pełne wirusobójczy (Polio)	1 minuta

SPOSÓB UŻYCIA:

Higieniczna dezynfekcja rąk: Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk przez minimum 30 sekund wykorzystując technikę Ayliff'a.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk i przedramiona przez minimum 45 sekund. Czynność powtórzyć.

Dezynfekcja skóry:

Nanieść preparat na czystą skórę poprzez spryskiwanie lub gazik, przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia. Czas działania 1 minuta. Preparat jest przeznaczony do odkażania nieuszkodzonej i chorobowo niezmienionej skóry.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Etanol – 72,5g; Izopropanol – 7,5g

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Chemisept Med w składzie zawiera alkohol etylowy i izopropylowy oraz substancje pielęgnujące skórę, tak dobrany skład zapewnia optymalne warunki dezynfekcji, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry. Preparat jest przeznaczony do dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry.

CERTYFIKATY I TESTY:

Pozwolenie nr 7708/19 na obrót produktem biobójczym

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton	Opakowanie	Pojemność	Karton
Butelka	0,1L	12x0,1L	Butelka	1L	12x1L
Butelka	0,25L atomizer	12x0,25L	Dispenso	1L (system zamknięty)	12x1L
Butelka	0,5L (eurodispenser)	12x0,5L	Kanister	5L	3x5L

Blachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9

15-528 Sowłany

Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132

10917 Tallinn

ESTONIA