

CENTRUM MEDICUM POLAND



ŻELPOL Holter – Żel ścierny



Opis

- ułatwia prawidłowy kontakt elektrody pomiarowej za skórą
- poprawia przewodnictwo skóry
- ogranicza zapis artefaktów
- wykazuje wysoką odporność na wysychanie
- posiada neutralny odczyn pH
- nie wykazuje właściwości alergizujących.

Występuje w opakowaniach: butelka PE 250g.

Przeznaczenie

Żel ścierny, przeznaczony do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry. Zalecany szczególnie przed wykonaniem standardowego badania EKG i EEG, 24-godzinnego monitorowania EKG i EEG metodą Holtera, badania wysiłkowego na bieżni i cykloergometrze. Powoduje widoczną redukcję artefaktów i wzrost amplitudy zapisu poprzez zmniejszenie impedancji naskórka.

Producent:

CENTRUM MEDICUM POLAND

93-411 Łódź, ul.Opiekuńcza 5

tel. (042) 680 93 09

tel./fax (042) 684 11 58