


# CONTROL CREATES CONFIDENCE



**RadialFLO™**  
Kaniula Dotętnicza


Pierwszy krok w monitoringu ciśnieniowym  
z zamkniętym systemem pobierania krwi





# RadialFLO™

Kaniula Dotętnicza



THINK SAFETY AND INFECTION PREVENTION.™

RadialFlo został stworzony do współpracy z Merit Safedraw®-P i Meritrans® DTXPlus® zamknięte systemy do pobierania krwi oraz jednorazowe przetworniki.

## INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Number Katalogowy	Opis	Przepływ
682315	20G x 45mm	49mL/min

Opakowanie zbiorcze 25 szt. w kartonie

## INFORMACJE O PRODUKCIE

- Zawór odcinający obsługiwany jedną ręką
- Zapewnia dostęp do tętnicy promieniowej
- Sposób zakładania techniką "po igle"
- Natchmiastowy odpływ krwi dla zachowania bezpieczeństwa dostępu tętniczego
- Stosowana do monitoringu ciśnieniowego i pobierania próbek krwi tętniczej
- Posiada końcówkę luer-lock do podłączenia linii
- Sterylny, bez lateksu, nie-pyrogenny, jednorazowy cewnik
- Długość = 45mm (1.77")
- Średnica zew. = 1.10mm (0.043")

Przed zastosowaniem przeczytaj instrukcję obsługi



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733

## Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

Billmed Sp. z o.o.  
ul. Krypska 24/1 Warszawa 04-082 Poland  
www.billmed.pl  
Tel: {+48} (22) 870 27 52; 870 27 74 Fax: {+48} (22) 870 27 76  
mail: billmed@billmed.pl

merit.com

Producent:

Merit Medical Singapore Pte Ltd

198 Yishun Avenue 7

Singapur 768926