

ACIDGLASS C2

[ACIDGLC2]

Środek neutralizujący

Producent: SMEG



CHARAKTERYSTYKA:

Profesjonalny, płynny środek neutralizujący (kwasowy), dedykowany dla narzędzi chirurgicznych. Stosowany do mycia maszynowego w myjniach-dezynfektorach. Usuwa obecne zanieczyszczenia i neutralizuje alkaliczne pozostałości w czasie prowadzenia procesu mycia maszynowego w myjniach-dezynfektorach podczas etapu zobojętnienia i/lub wstępnego mycia w obróbce narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, urządzeń medycznych, misek, nerek. Szczególnie wskazany dla delikatnych materiałów. Produkt przeznaczony do użytku w szpitalach. Nie zawiera fosforanów i związków azotu oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie wytwarza piany. pH = 0,8 ± 0,2. Produkt przeznaczony do stosowania w urządzeniach SMEG.

Wymiary pojemników 23 x 18 x 14 cm.

Opakowanie 5 l.

Dozowanie: 1-3 ml/l, 15-65°C (neutralizacja); 4-8 ml/l, 40-60°C (kwasowe mycie wstępne lub zasadnicze); 15 ml/l, 60-90°C (działanie przeciw osadzaniu się kamienia)

Skład:

- Kwas cytrynowy 30% (±2%)

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.



Sterimed Sp. z o.o. ul. Sokólska 70, 05-304 Stanisławów

NIP 7010340385 Regon 146099070

e-mail: biuro@sterimed.com.pl www.sterimed.pl

tel.: 25 758 88 26; 504 494 658 fax.: 22 3506952