


CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU

Zadanie 51 poz. 3-4

Opis produktu:

- Wykonany jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PCV
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt końcówek donosowych wykonanych z wysoko plastycznego materiału, eliminującego podrażnienia słuchówki
- Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush” (tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa)
- Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Nie zawiera lateksu
- Występuje w rozmiarach: L, M, S, XS
- Występuje w długościach od 200cm do 550 cm (w zależności od rozmiaru)
- Pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu)
- Termin ważności 5 lat od daty produkcji



Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.