

Zadanie 4 pozycja 1

Nr kat. G30402M

Zestaw przezroczysty, linia infuzyjna standardowa do pompy Alaris CC Guardrails z wbudowanym w linię dyskiem Alaris.

Produkt bez lateksu, DEHP. Produkt sterylny.

Produkt sterylny jednorazowego użycia.

100 sztuk zestawów infuzyjnych w opakowaniu handlowym/zbiorczym.



Zadanie 4 pozycja 2

Nr kat. MFX2211

Zestaw z filtrem 1,2um, linia infuzyjna do żywienia pozajelitowego (do leków wrażliwych na światło) do pompy BD Alaris CC z wbudowanym w linię dyskiem.

Produkt bez lateksu, DEHP.

Produkt sterylny jednorazowego użycia. Produkt sterylny.

100 sztuk zestawów infuzyjnych w opakowaniu handlowym/zbiorczym.



Zadanie 4 pozycja 3 i 4

Nr kat. 300629 Strzykawka trzyczęściowa BD Plastipak™ LL 20ml/ przezroczysta

Nr kat. 300865 Strzykawka trzyczęściowa BD Plastipak™ LL 50ml/przezroczysta

Strzykawka trzyczęściowa BD Plastipak™ przezroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych Alaris CC z wbudowanym w linię dyskiem Alaris.

Produkt bez lateksu, DEHP.

Produkt sterylny jednorazowego użycia. Produkt sterylny.

100 sztuk zestawów infuzyjnych w opakowaniu handlowym/zbiorczym.



Zadanie 4 pozycja 5

Nr kat. 273-001V

Linia infuzyjna standardowa (transparentna) kompatybilna do pompy Alaris GW.

Linia składa się z:


- komora kroplowa z filtrem 15µm
- zastawką/zaworem zabezpieczającą przed syfonowaniem (*anti-syfon*),
- zabezpieczenia przed wolnym przepływem
- długość zestawu 230cm
- 1 kolec
- zacisk na drenie

Produkt bez lateksu, DEHP. Produkt sterylny.

Produkt sterylny jednorazowego użycia.

100 sztuk zestawów infuzyjnych w opakowaniu handlowym/zbiorczym.

Alaris® GW primary infusion set



100



20
per ml



15 µm
Drip Chamber



1



1



Zadanie 4 pozycja 6



Nr kat. 273-007V

Linia infuzyjna do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych z górnym rozgałęzieniem Y kompatybilna do pompy Alaris GW.

Linia składa się z:

- komora kroplowa z filtrem 200 μ m wraz zaworem zwrotnym typu Luer
- długość zestawu 226cm
- średnica drenu 3 mm
- wstępna objętość wypełnienia 15ml
- 1 kolec
- zacisk na drenie rolkowy.

Produkt bez lateksu, DEHP. Produkt jałowy, jednorazowego użycia, sterylny. Linia odpowiednia do wlewów grawitacyjnych. Opakowanie handlowe 30szt.



Zadanie 4 pozycja 7

Nr kat. 273-043V

Linia infuzyjna bursztynowa (do leków wrażliwych na światło) kompatybilna do pompy Alaris GW.

Linia składa się z:

- komora kroplowa z filtrem 15µm
- zastawką zabezpieczającą przed syfonowaniem (*anti-syfon*),
- długość zestawu 250cm
- 1 kolec
- zacisk na drenie.

Produkt bez lateksu, DEHP. Produkt sterylny jednorazowego użycia, sterylny.

100 sztuk zestawów infuzyjnych w opakowaniu handlowym/zbiorczym.

