

## MASKA DO PODAWANIA TLENU z rurką Pakiet 12 poz. 5-6

### Opis produktu:

- Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego PCV (polichlorek winylu), nie zawiera lateksu
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt maski, wysoką plastyczność materiału maski i regulowany metalowy klips nosowy który w razie potrzeb można zdjąć ( badanie MRI)
- Odłączany dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush”( tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Dren o długości min. 200 cm
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie z źródłem tlenu na wcisk (np. butla tlenowa)
- Maska posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Występuje w rozmiarach:



Opakowanie foliowe	REF:
XL – dla dorosłych	1001XL20005S11
L - młodzieżowa	1001L20005S11
M - pediatryczna	1001M20005S11
S - niemowlęca	1001S20005S11
XS - noworodkowa	1001XS20005S11

- Pakowana pojedynczo z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylna (sterylizowana tlenkiem etylenu)
- Termin ważności 5 lat od daty produkcji

**Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.**