



STAZA BEZLATEKSOWA*niejałowa***właściwości:**

- nie powoduje podrażnień
- jednorazowego użytku, zmniejsza ryzyko zakażeń
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- na opakowaniu znajduje się graficzna instrukcja obsługi
- perforacja co 45 cm, szerokość paska 25 mm
- długość całkowita rolki 11,25 m
- wykonana z materiału TPE
- opakowanie jednostkowe rolka 25 szt.

**sposób pakowania:**

opakowanie handlowe: rolka 25 szt. kartonik

opakowanie zbiorcze (karton): 100 rolek

Producent: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.**numer katalogowy – wersja:**

GT054-100 – niebieska

GT054-100P - różowa



WYROBY
MEDYCZNE
FLO CARE*

94557	594567	FLO CARE ZGŁĘBNIK PUR CH16/60 CM	1 szt	<p>Zgłębnik przeznaczony do wywierania dołków w celu łatwego... Blizny konieczne zgłębnika zabierający zgłębem ERGT... łączenia z zestawami do poddykt. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przeciostycznego poluretanu, nie twierdniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymienić przed upływem 6 tygodni. Zestaw zawiera: 1 szt. zgłębnika, 1 szt. przewodu dobowego o długości 30 cm i 1 szt. wkładki kontrolującej głębokość wprowadzania. Zgłębnika, metalową końcówkę prowadzącą (patrzyć instrukcję) z kulową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 centymetrowe linie kontrolujące w promieniach RTG. Długość całkowita 160 cm. Zawiera instrukcję obsługi. Zawiera DZBP, nie zawiera leków, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantuje szczelność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach Ch 60cm, S/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm.</p>	8%	871690056654	871690056651	60	NIE	
94569	594569	FLO CARE ZGŁĘBNIK PUR CH18/110 CM	1 szt		8%	871690056692	871690056608	60	NIE	
94570	594570	FLO CARE ZGŁĘBNIK PUR CH10/110 CM	1 szt		8%	8716900566615	871690056622	60	NIE	
112939	612229	FLO CARE ZGŁĘBNIK PUR CH10/130 CM	1 szt		8%	8716900555756	871690055763	60	NIE	
94571	594571	FLO CARE ZGŁĘBNIK PUR CH12/110 CM	1 szt		8%	8716900566639	871690056646	60	NIE	
124856	624856	FLO CARE PUR CH14-110 SUCTION/GW	1 szt	<p>Zgłębnik nowoczesny przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka. Wyposażony w dodatkowy port do odłączania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika CH-14/110 cm, długość całkowita 110 cm. Zawiera instrukcję obsługi. Zawiera DZBP, nie zawiera leków, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantuje szczelność przez minimum 60 miesięcy. Zestaw do żywienia. Blizny konieczne zgłębnika zabierający zgłębem ERGT... łączenia z zestawami do poddykt. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przeciostycznego poluretanu, nie twierdniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymienić przed upływem 6 tygodni. Zestaw zawiera: 1 szt. zgłębnika, 1 szt. przewodu dobowego o długości 30 cm i 1 szt. wkładki kontrolującej głębokość wprowadzania. Zgłębnika, metalową końcówkę prowadzącą (patrzyć instrukcję) z kulową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada trzy nieprzezroczyste linie do lepszego widoczności w promieniach RTG. Długość całkowita 110 cm. Zawiera instrukcję obsługi. Zawiera DZBP, nie zawiera leków, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantuje szczelność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach Ch 110cm, S/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm.</p>	8%	871690056494	871690056500	60	NIE	
94825	594825	FLO CARE ZGŁĘBNIK BENG MARK CH10-145CM	1 szt	<p>Zgłębnik nowoczesny przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jela lub ewakuacji. Rozmiar zgłębnika CH-10/145 cm, długość całkowita 145 cm. Zawiera instrukcję obsługi. Zawiera DZBP, nie zawiera leków, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantuje szczelność przez minimum 60 miesięcy. Zestaw do żywienia. Blizny konieczne zgłębnika zabierający zgłębem ERGT... łączenia z zestawami do poddykt. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przeciostycznego poluretanu, nie twierdniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymienić przed upływem 6 tygodni. Zawiera instrukcję obsługi. Zawiera DZBP, nie zawiera leków, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantuje szczelność przez minimum 60 miesięcy. Zestaw do żywienia. Blizny konieczne zgłębnika zabierający zgłębem ERGT... łączenia z zestawami do poddykt. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przeciostycznego poluretanu, nie twierdniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymienić przed upływem 6 tygodni. Zestaw zawiera: 1 szt. zgłębnika, 1 szt. przewodu dobowego o długości 30 cm i 1 szt. wkładki kontrolującej głębokość wprowadzania. Zgłębnika, metalową końcówkę prowadzącą (patrzyć instrukcję) z kulową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada trzy nieprzezroczyste linie do lepszego widoczności w promieniach RTG. Długość całkowita 145 cm. Zawiera instrukcję obsługi. Zawiera DZBP, nie zawiera leków, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantuje szczelność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach Ch 145cm, S/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm.</p>	8%	8716900567032	871690056709	60	NIE	
40409	35682	POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO INFINITY	1 szt	<p>Pompa do żywienia enteralnego, o małych rozmiarach 140x95x32mm, waga 392 g, wyświetlacz LCD, do stosowania zarówno stopniowego, przy łuku poprzecznym, jak i przemiennego (kształtna i śledząca przysięka). Modelowy do minimum pompowania 100 ml/h, 100 ml/h Odporność na zabrudzenie wodą i kwasem (możliwość płukania pod bieżącą wodą). Wytrzymała i akustycznie sygnalizująca awarie. Zestaw do mocowania do stojała w zestawie.</p>	8%	8712400856829	8712400356824	60	NIE	

