

Ortus Medi-tech Co., Ltd.

Add.: 2nd Floor, Building C4, Tong Fu Yu Industrial Park, Fu Ping Road, Ping Di, Longgang,
518117, Shenzhen, China

Tel: 86-755-84864237, 86-13410964311

Strzykawka wysokociśnieniowa



Nr katalogowy: OM-ID-012001 (20ml), OM-ID-022001(30ml)

Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem. Pojemność 20ml, zakres pracy do 30 atm. Wykonana z przezroczystego poliwęglanu umożliwiającego obserwację słupa cieczy. Korpus wykonany z wytrzymałego materiału (urządzenie zapewnia wytrzymałość do 30 maksymalnych doprężeń). Płaska konstrukcja korpusu inflatora z manometrem skierowanym ku górze pozwala na obserwację wskazań poziomu ciśnienia nawet po jego odłożeniu. Ergonomiczny kształt przystosowany dla prawo i lewo ręcznych osób, obsługa strzykawki jedną ręką. Mechanizm spustowy umiejscowiony po obu stronach urządzenia niezawodny mechanizm blokady. Manometr wyskalowany w ATM i BAR ze wskaźnikiem podciśnienia. Podziałka na skali co 1 ATM. Tarcza wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni do 1 godziny. Możliwość precyzyjnej regulacji ciśnienia. Śrubowy mechanizm z uchwytem w kształcie litery „T” pozwala na płynne i szybkie uzyskiwanie maksymalnych ciśnień. W zestawie ze strzykawką dren wysokociśnieniowy dł. 25 cm z nie zintegrowanym kranikiem trójdrożnym z ruchomym "męskim" łącznikiem. Uchwyty spustowe umiejscowione po obu stronach inflatora zapewniające bezpieczną i precyzyjną obsługę uchwyt i cylinder w „jednej osi”.



Ortus Medi-tech Co., Ltd.

Add.: 2nd Floor, Building C4, Tong Fu Yu Industrial Park, Fu Ping Road, Ping Di, Longgang, 518117, Shenzhen, China

Tel: 86-755-84864237, 86-13410964311

Opaska uciskowa do hemostazy tętnicy promieniowej



Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu składa się z opaski uciskowej, strzykawki typu luer-lock do regulacji stopnia ucisku z zastawką i balonikiem. Opaska nie blokuje odpływu krwi żyłnej w trakcie ucisku tętnicy. Opatrunek uciskowy z zapięciem na rzep umożliwiającą uciśnięcie lub poluzowanie opaski. Część uciskająca wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia wraz ze znacznikiem centralnego miejsca nakłucia. Strzykawka luer-lock wyposażona w system precyzyjnego zmniejszania ciśnienia w balonach o 2 m. Opaska dostępna w 3 rozmiarach 24 cm, 27 cm, 29 cm

Nazwa produktu	Numer katalogowy	Producent	Opis
Opaska uciskowa tętnicy promieniowej dł. 24 cm	OM-TB03-01	Ortus Medi-Tech Co., Ltd.	Długość 24 cm
Opaska uciskowa tętnicy promieniowej dł. 27 cm	OM-TB03-02	Ortus Medi-Tech Co., Ltd.	Długość 27 cm
Opaska uciskowa tętnicy promieniowej dł. 29 cm	OM-TB03-03	Ortus Medi-Tech Co., Ltd.	Długość 29 cm