

SYSTEM JEDNORAZOWY

System jednorazowych wkładów firmy Medela składa się z dwóch elementów: zbiorników wielorazowych oraz wkładów jednorazowych. Oznakowanie kolorem ułatwia szybką identyfikację rozmiaru wkładów i zbiorników.

Zbiorniki do wkładów

- Dostępne pojemności 1,5 i 2,5 litra
- Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu (PC)
- Specjalna blokada utrzymująca zamocowany zbiornik na standardowej szynie i umożliwiającą usunięcie wkładu jedną ręką
- Port do podłączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku przez co umożliwiającą zmianę wkładu bez odłączenia drenu

Wkłady jednorazowe

- Dostępne pojemności 1,5 i 2,5 litra, ze środkiem żelującym lub bez
- Środek żelujący w rozpuszczalnej saszetce utrzymującej go w postaci skondensowanej dopóki wkład nie jest używany
- Dwa uchwyty przy wkładzie ułatwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne
- Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwpłynowe
- filtr hydrofobowy i antybakteryjny
- Ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra
- Łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta
- Możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na większą pojemność; przy większych ilościach wydzieliny odsysanie jest możliwe bez wymiany wkładów



077.0082

077.0085



Wkłady jednorazowe 1,5l i 2,5l

077.0083; 077.0086



wkłady jednorazowe z żelem

077.0084; 077.0087



Blokada zbiornika