

GOLARKA MEDYCZNA



PEŁNA KONTROLA

Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru.

KONTUR CIAŁA

Ostrze płynnie przesuwają się po powierzchni ciała, dzięki czemu cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny niż w przypadku tradycyjnych golarek.

JAKOŚĆ GWARANTUJE EFEKTY

Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Lekkie przyciśnięcie palcami umożliwia płynne golenie blisko skóry, bez podrażnień i zacięć.

HIGIENA

Specjalny grzebień jest tak zaprojektowany, aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się włosami. Golarka Gallant umożliwia golenie na sucho i mokro.

BEZPIECZNA OBSŁUGA

Ze względów higienicznych golarka nie może być stosowana wielokrotnie. Ostrze można odłamać od ręczki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny.

DANE

- wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm
- wymiary golarki wraz z tekturową osłonką: D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm
- waga: część plastikowa 3,63g, ostrze 0,28g
- ilość: w opakowaniu pojedynczym 50 szt. (każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę), w opakowaniu zbiorczym 1800 szt.
- numer katalogowy: MED-08
- producent: Process-Construction AB / Szwecja

DUOLUX MEDICAL S.C., UL. BŁAŻEJA 70D, 61-608 POZNAŃ

TEL. +48 61 622 94 77 | KOM. +48 601 286 186 | FAX +48 61 622 94 68

MEDICAL@DUOLUXMEDICAL.PL | WWW.DUOLUXMEDICAL.PL

NIP 9721240816 | KONTO ALIOR BANK S.A. NR 06 2490 0005 0000 4500 8396 2209



Maska medyczna jednorazowego użytku

TD-30-I.2.c-3.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku okrywający usta i nos, zapewniający barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem

WŁAŚCIWOŚCI


- wykonana z trzech warstw włókniny
- posiada wkładkę modelującą na nos
- skuteczność filtracji bakterii BFE \geq 98%
- wymiary: 175 mm x 95 mm
- mocowana na gumki lub troki
- pakowana w kartonik podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania
- kolor: zielony, niebieski, biały, różowy
- zgodność z normą techniczną: EN 14683 typ II
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	KOLOR	RODZAJ	TYP ZGODNIEZ NORMA EN 14683	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-046-31B	niebieski	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31G	zielony	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31P	różowy	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31W	biały	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32B	niebieski	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32G	zielony	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32P	różowy	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32W	biały	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.

MediClassic Splash

Maska chirurgiczna

PRODUCENT:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co.KG		
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> maska jednorazowego użytku okrywająca usta i nos, zapewniająca barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem, odporna na rozpryski 		
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> wykonana z trzech warstw włókniny posiada wkładkę modelującą na nos skuteczność filtracji bakterii BFE 99,9% mocowana na gumki lub troki zgodna z normą EN 14683 typ IIR odporna na rozpryski pakowana w kartonik z możliwością pojedynczego wyjmowania kolor: zielony nie zawiera lateksu jednorazowego użytku niesterylna 		
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
	208G	z gumkami	25 szt.
	209G	z trokami	25 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: DACH Schutzbekleidung GmbH & Co.KG		
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny			



WIESZAK NA WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU

TD-28-I.2.c-1.1

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób stosowany do zawieszania standardowych worków na mocz w celu zapewnienia prawidłowej zbiórki moczu.

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego
- specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu
- pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek
- dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenie worków o różnych rozmiarach
- nazwa wytwórcy umieszczona na produkcie
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- wielorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	ROZSTAW UCHWYTÓW	KOLOR	OPAKOWANIE	
WNM01	~115 mm ~155 mm	niebieski	pośrednie transportowe	50 szt. (kartonik) 4 x 50 szt. (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2021.01

Producent: Centrum Medicum Poland

Żelpol EKG – bezbarwny żel do elektrokardiografii



Ogólny opis produktu

Nowej generacji żel przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony głównie do wykonywania zapisu krzywej EKG. Ponadto dzięki dużej zdolności przewodzenia elektrycznego przeznaczony do wykonywania innych zabiegów medycznych oraz zabiegów fizyko- terapeutycznych z użyciem prądu elektrycznego.

Charakterystyczne właściwości produktu

- posiada wysokie przewodnictwo elektryczne
- wykazuje przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia) co zapobiega uśrednianiu się potencjałów odbieranych przez blisko położone elektrody (szczególnie istotne przy rejestracji odprowadzeń przedsercowych)
- wykazuje wysoką odporność na wysychanie
- posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni (powierzchnia elektrody pomiarowej)
- posiada neutralny odczyn pH, hipoalergiczny
- wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego)
- aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie preparatu

uwaga: Z uwagi na bardzo wysoką zawartość substancji przewodzących, żel do EKG nie może być stosowany do wykonywania zapisu USG (możliwość uszkodzenia głowicy USG)

Zastosowanie

Preparat przeznaczony jest głównie do wykonywania zapisu krzywej EKG, a zwłaszcza rejestracji 24-godzinnej zapisu EKG metodą Holtera. Duża zdolność przewodzenia pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych, pozbawionych artefaktów (zakłóceń) i wysokowoltażowych zapisów krzywej EKG. Ze względu na wysoką zdolność przewodzenia może być stosowany również :

- jako żel przewodzący przy wykonywaniu elektrostymulacji, kardiowersji, elektrowstrząsów (ułatwia przewodzenie i zapobiega uszkodzeniom termicznym skóry)
- jako żel przewodzący przy wykonywaniu zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem prądu elektrycznego (np. elektrostymulacja)

Oferta skierowana dla:

- pracownie EKG (zwłaszcza wykonujące 24-godzinny zapis EKG)
- Oddziały Intensywnej Terapii, Stacje Pogotowia Ratunkowego, oddziały Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne (zapis EKG, kardiowersja, elektrostymulacja)
- Inne gabinety i pracownie w których wykonywany jest zapis EKG
- Pracownie i Gabinety fizykoterapeutyczne (zabiegi z wykorzystaniem bioprądów)

Dostępne opakowania

1. Butelki PE 250 ml z aplikatorem

2. Butelki PE 500 ml z korkiem ułatwiającym dozowanie (typu pull-push)

Numery katalogowy

030 EC 102 S – 250ml

030 EC 103 S – 500ml

020 EC 102 S – 250ml

020 EC 103 S – 500ml



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe

TD-32-I.2.c-1.1.1

rewizja 4

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2024-02-28

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na materace, kozetki, fotele i itp. w celu ochrony pacjenta w trakcie procedur medycznych, zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta ze względu na jego stan zdrowia

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z włókniny polipropylenowej 17 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 41 g/m², 45 g/m², 50 g/m², lub 60 g/m²
- dostępne w różnych rozmiarach
- kolor zielony, niebieski
- dostępne w wersji składanej pojedynczo
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	WYMIARY	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWNIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-030-PP-17-20X40-G	17 g/m ²	20 x 40 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	500 szt.	16 x 500 szt.
BT-030-PP-17-40X40-G	17 g/m ²	40 x 40 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	200 szt.	20 x 200 szt.
BT-030-PP-17-50X60-G	17 g/m ²	50 x 60 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	90 x 20 szt.
BT-030-PP-17-60X80-G	17 g/m ²	60 x 80 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	50 x 20 szt.
BT-030-PP-17-70X120-G	17 g/m ²	70 x 120 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	35 x 20 szt.
BT-030-PP-17-70X130-G	17 g/m ²	70 x 130 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-75X80-G-X1	17 g/m ²	75 x 80 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	50 x 20 szt.
BT-030-PP-17-75X180-G	17 g/m ²	75 x 180 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X90-G	17 g/m ²	80 x 90 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	40 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X130-G	17 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X140-G	17 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X150-G	17 g/m ²	80 x 150 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X160-G	17 g/m ²	80 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X190-G	17 g/m ²	80 x 190 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X200-G	17 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X210-G	17 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80X210-G-X1	17 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X90-G	17 g/m ²	90 x 90 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	35 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X140-G	17 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X150-G	17 g/m ²	90 x 150 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X150-G-X1	17 g/m ²	90 x 150 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X160-G	17 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X160-G-X1	17 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X200-G	17 g/m ²	90 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	16 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X210-G	17 g/m ²	90 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	16 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90X220-G	17 g/m ²	90 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.C. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 4

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2022.01



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe

TD-32-I.2.c-1.1.1

rewizja 4

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2024-02-28

BT-030-PP-17-100X200-G	17 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	30 x 10 szt.
BT-030-PP-17-110X240-G	17 g/m ²	110 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-130X190-G-X1	17 g/m ²	130 x 190 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PP-17-130X210-G	17 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PP-17-130X210-G-X1	17 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PP-17-140X210-G	17 g/m ²	140 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-140X220-G	17 g/m ²	140 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-140X240-G	17 g/m ²	140 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PP-17-150X200-G	17 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-150X210-G	17 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-160X210-G	17 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-160X210-G-X1	17 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-160X220-G	17 g/m ²	160 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-160X240-G	17 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PP-25-40X40-G	25 g/m ²	40 x 40 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	50 szt.	50 x 50 szt.
BT-030-PP-25-50X50-G	25 g/m ²	50 x 50 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	50 szt.	35 x 50 szt.
BT-030-PP-25-50X60-G	25 g/m ²	50 x 60 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	50 szt.	15 x 50 szt.
BT-030-PP-25-80X90-G	25 g/m ²	80 x 90 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80X130-G	25 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80X140-G	25 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80X140-G-X1	25 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80X180-G	25 g/m ²	80 x 180 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80X200-G	25 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80X210-G	25 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80X210-G-X1	25 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-25-90X140-G	25 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	18 x 20 szt.
BT-030-PP-25-90X160-G	25 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-25-90X210-G	25 g/m ²	90 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-25-100X100-G	25 g/m ²	100 x 100 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-25-100X200-G	25 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-25-100X210-G	25 g/m ²	100 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-25-130X210-G	25 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PP-25-130X210-G-X1	25 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PP-25-130X220-G	25 g/m ²	130 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-140X240-G	25 g/m ²	140 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150X200-G	25 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150X200-G-X1	25 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150X210-G	25 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150X210-G-X1	25 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150X220-G	25 g/m ²	150 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160X210-G	25 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160X210-G-X1	25 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160X220-G	25 g/m ²	160 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160X240-G	25 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160X250-G	25 g/m ²	160 x 250 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160X280-G	25 g/m ²	160 x 280 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-30-120X210-G	30 g/m ²	120 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-30-120X220-G	30 g/m ²	120 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-35X45-G	35 g/m ²	35 x 45 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	100 szt.	9 x 200 szt.
BT-030-PP-35-40X45-G	35 g/m ²	40 x 45 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	200 szt.	9 x 200 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.C. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 2 / 4

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2022.01



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe

TD-32-I.2.c-1.1.1

rewizja 4

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2024-02-28

BT-030-PP-35-50X100-G	35 g/m ²	50 x 100 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-35-50X160-G	35 g/m ²	50 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-35-50X200-G	35 g/m ²	50 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	18 x 20 szt.
BT-030-PP-35-60X80-G	35 g/m ²	60 x 80 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	40 x 20 szt.
BT-030-PP-35-60X200-G	35 g/m ²	60 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-35-75X80-G-X1	35 g/m ²	75 x 80 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-35-75X160-G	35 g/m ²	75 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X90-G	35 g/m ²	80 x 90 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X130-G	35 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X130-G-X1	35 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X160-G	35 g/m ²	80 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X200-G	35 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X210-G	35 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X210-G-X1	35 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80X250-G	35 g/m ²	80 x 250 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	9 x 20 szt.
BT-030-PP-35-90X140-G	35 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-90X160-G	35 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-100X200-G	35 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-35-100X210-G	35 g/m ²	100 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-35-120X160-G	35 g/m ²	120 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	16 x 10 szt.
BT-030-PP-35-130X210-G	35 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	11 x 10 szt.
BT-030-PP-35-140X240-G	35 g/m ²	140 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	12 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150X200-G	35 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150X200-G-X1	35 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150X210-G-X1	35 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150X230-G	35 g/m ²	150 x 230 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150X240-G	35 g/m ²	150 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150X240-G-X1	35 g/m ²	150 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150X270-G-X1	35 g/m ²	150 x 270 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160X200-G	35 g/m ²	160 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160X210-G	35 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160X210-G-X1	35 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160X220-G	35 g/m ²	160 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160X250-G	35 g/m ²	160 x 250 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	9 x 10 szt.
BT-030-PP-40-60X80-G	40 g/m ²	60 x 80 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	50 szt.	10 x 50 szt.
BT-030-PP-40-90X140-G-X1	40 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-41-160X210-G	41 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-41-160X210-G-X1	41 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-45-80X190-G	45 g/m ²	80 x 190 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	9 x 20 szt.
BT-030-PP-45-80X210-G	45 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	8 x 20 szt.
BT-030-PP-45-90X160-G	45 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PP-45-120X160-G	45 g/m ²	120 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-45-120X160-B	45 g/m ²	120 x 160 cm	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-45-120X220-G	45 g/m ²	120 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-45-150X200-G	45 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-45-160X200-G	45 g/m ²	160 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-45-160X210-G	45 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-45-160X240-G	45 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-50-160X230-B-X1	50 g/m ²	160 x 230 cm	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	6 x 10 szt.
BT-030-PP-60-160X250-G	60 g/m ²	160 x 250 cm	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	5 x 10 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.C. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 3 / 4

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2022.01



Prześcieradło medyczne jednorazowego
użytku, niejałowe

TD-32-I.2.c-1.1.1

rewizja 4

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2024-02-28



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, foliowane, niejałowe

TD-32-I.2.c-1.1.2

rewizja 2

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2023-11-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na materace, kozetki, fotele i itp. w celu ochrony pacjenta w trakcie procedur medycznych, zapobiegania przenoszeniu zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta ze względu na jego stan zdrowia

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 25 g/m², 30 g/m² lub 45 g/m²
- dostępne w różnych rozmiarach
- kolor zielony
- indywidualnie składane
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	WYMIARY	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-030-PF-25-33X48-G	25 g/m ²	33 x 48 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	100 szt.	20 x 100 szt.
BT-030-PF-25-45X45-G	25 g/m ²	45 x 45 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	100 szt.	20 x 100 szt.
BT-030-PF-25-45X60-G	25 g/m ²	45 x 60 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	100 szt.	15 x 100 szt.
BT-030-PF-25-60X90-G	25 g/m ²	60 x 90 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-65X65-G	25 g/m ²	65 x 65 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-70X80-G	25 g/m ²	70 x 80 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-70X220-G	25 g/m ²	70 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-75X100-G	25 g/m ²	75 x 100 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	35 x 20 szt.
BT-030-PF-25-75X210-G	25 g/m ²	75 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-75X240-G	25 g/m ²	75 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	18 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X100-G	25 g/m ²	80 x 100 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X140-G	25 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X160-G	25 g/m ²	80 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X180-G	25 g/m ²	80 x 180 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	17 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X200-G	25 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X210-G	25 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X220-G	25 g/m ²	80 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80X250-G	25 g/m ²	80 x 250 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90X130-G	25 g/m ²	90 x 130 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90X140-G	25 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90X150-G	25 g/m ²	90 x 150 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90X160-G	25 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90X200-G	25 g/m ²	90 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90X220-G	25 g/m ²	90 x 220 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90X240-G	25 g/m ²	90 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-100X100-G	25 g/m ²	100 x 100 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	25 x 20 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.C. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k

strona 1 / 2

Zadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2022.01



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, foliowane, niejałowe

TD-32-I.2.c-1.1.2

rewizja 2

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2023-11-22

BT-030-PF-25-100X140-G	25 g/m ²	100 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PF-25-100X160-G	25 g/m ²	100 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-100X200-G	25 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PF-25-120X210-G	25 g/m ²	120 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PF-25-130X210-G	25 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PF-25-140X200-G	25 g/m ²	140 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PF-25-150X210-G	25 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PF-25-160X210-G	25 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	7 x 20 szt.
BT-030-PF-25-160X230-G	25 g/m ²	160 x 230 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	13 x 10 szt.
BT-030-PF-25-160X240-G	25 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PF-30-80X200-G	30 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-30-90X140-G	30 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-30-110X200-G	30 g/m ²	110 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PF-30-160X200-G	30 g/m ²	160 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PF-45-45X45-G	45 g/m ²	45 x 45 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PF-45-75X180-G	45 g/m ²	75 x 180 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-45-75X200-G	45 g/m ²	75 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-45-80X160-G	45 g/m ²	80 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-45-80X200-G	45 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PF-45-80X210-G	45 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PF-45-90X140-G	45 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	18 x 20 szt.
BT-030-PF-45-90X160-G	45 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-45-90X200-G	45 g/m ²	90 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	20 szt.	11 x 20 szt.
BT-030-PF-45-120X180-G	45 g/m ²	120 x 180 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PF-45-150X200-G	45 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PF-45-160X200-G	45 g/m ²	160 x 200 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PF-45-160X210-G	45 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PF-45-160X240-G	45 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PF-45-160X280-G	45 g/m ²	160 x 280 cm	zielony	włóknina polipropylenowa foliowana	10 szt.	10 x 10 szt.



Fartuch medyczny, z gumkami, włókninowy, niejałowy

TD-30-I.2.c-2.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2022-03-23

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania przez personel medyczny na oddziałach szpitalnych i izbach przyjęć podczas wykonywania procedur medycznych nie wymagających rozwiązań jałowych, jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta, ze względu na jego stan zdrowia

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m² lub 40 g/m²
- wiązany na troki w talii oraz na szyi
- rękawy długie zakończone gumkami
- przewiewny
- kolor: niebieski, zielony lub biały
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-019-20B3-L	20 g/m ²	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20B4-XL	20 g/m ²	XL	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20G3-L	20 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20G4-XL	20 g/m ²	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20W3-L	20 g/m ²	L	biały	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25B3-L	25 g/m ²	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25B4-XL	25 g/m ²	XL	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25G3-L	25 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25G4-XL	25 g/m ²	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25W3-L	25 g/m ²	L	biały	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30W3-L	30 g/m ²	L	biały	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30G3-L	30 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30G4-XL	30 g/m ²	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30B3-L	30 g/m ²	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-40B3-L	40 g/m ²	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-40G3-L	40 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.K. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

ver.2021/01



Ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-4.1.1

rewizja 2

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2023-09-19

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku używany, przeznaczony i wskazany w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczonego naskórek pochodzący ze skóry osób noszących

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- spodnie z trokami
- kolor niebieski, zielony lub fioletowy
- zgodność z normą techniczną: EN 13795-2 (spełnia wymagania wysokiej skuteczności)
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-017-S35B0-XS-SMS	35 g/m ²	XS	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B1-S-SMS	35 g/m ²	S	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B2-M-SMS	35 g/m ²	M	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B3-L-SMS	35 g/m ²	L	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B4-XL-SMS	35 g/m ²	XL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B5-XXL-SMS	35 g/m ²	XXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B6-XXXL-SMS	35 g/m ²	XXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B7-XXXXL-SMS	35 g/m ²	XXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B8-XXXXXL-SMS	35 g/m ²	XXXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G1-S-SMS	35 g/m ²	S	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G2-M-SMS	35 g/m ²	M	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G3-L-SMS	35 g/m ²	L	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G4-XL-SMS	35 g/m ²	XL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G5-XXL-SMS	35 g/m ²	XXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G6-XXXL-SMS	35 g/m ²	XXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G7-XXXXL-SMS	35 g/m ²	XXXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V1-S-SMS	35 g/m ²	S	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V2-M-SMS	35 g/m ²	M	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V3-L-SMS	35 g/m ²	L	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V4-XL-SMS	35 g/m ²	XL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.C. – Junior Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 2

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

ver.2021/01



Ubranie operacyjne, bluza z krótkim
rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-4.1.1

rewizja 2

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2023-09-
19

BT-017-S35V5-XXL-SMS	35 g/m ²	XXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V6-XXXL-SMS	35 g/m ²	XXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V7-XXXXL-SMS	35 g/m ²	XXXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.



Koszula pacjenta, włókninowa, wiązana, niejałowa

TD-30-I.2.c-5.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołoperacyjnej/okołoporodowej


WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z włókniny SMS o gramaturze 33 g/m² lub 35 g/m²
- wiązana na białe troki w talii oraz przy szyi
- przewiewna
- kolor: niebieski
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0022-33B-SMS	33 g/m ²	uniwersalny	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0022-35B-SMS	35 g/m ²	uniwersalny	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.

Szkiełka mikroskopowe, podstawowe

WYTWÓRCA:	Jiangsu Benoy Lab Instrument Co.,Ltd., Chiny			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> Wyrób przeznaczony do umieszczenia na nim materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> Wykonane z wysokiej jakości przeziernego szkła Gładka powierzchnia Wymiar szkiełka dostosowany do międzynarodowych standardów Płaska, jednolita i trwała powierzchnia Równomierne rozmazy, dobre wybarwienie preparatów Każde szkiełko przełożone bibułą, całość również owinięta bibułą Opakowanie zabezpieczone folią chroniącą przed wilgocią Rozmiar: 76 mm x 26 mm x 1 mm Nie zawierają lateksu Nie zawierają ftalanów Jednorazowego użytku Niesterylne Pakowanie: 50 sztuk / tekturowe pudełko 			
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	GCE127101	SZLIFOWANE BRZEGI	50 szt.	50 x 50 szt.
	GCE127102	CIĘTE BRZEGI	50 szt.	50 x 50 szt.
	GCE127107	SZLIFOWANE BRZEGI, Z OBUSTRONNYM MATOWYM POLEM DO OPISU	50 szt.	50 x 50 szt.
	GCE127109	SZLIFOWANE BRZEGI, „SUPER FROST” Z BIAŁĄ LINIĄ	50 szt.	50 x 50 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Jiangsu Benoy Lab Instrument Co.,Ltd., Chiny			



Skalpele jednorazowe

Skalpele standardowe, a także z dodatkową osłoną z tworzywa sztucznego oraz sterylne skalpele jednorazowe Sabre zapewniają łatwość w użytkowaniu w wielu przypadkach - na oddziałach szpitalnych, izbach przyjęć czy też podczas akcji ratunkowych wykonywanych przez zespoły ratunkowe. Skalpele z osłoną z tworzywa sztucznego, jak również noże jednorazowego użytku typu 'Minor', są dostępne w niesterylnych opakowaniach zbiorczych i bardzo często wchodzi w skład wyposażenia wózków i zestawów ratownictwa medycznego.



Jednorazowe skalpele sterylne są pakowane indywidualnie w opakowaniach po 10 sztuk i wyposażone w następujące ostrza:

- Nr 6 – nr kat. 0516,
- Nr 9 – nr kat. 0517,
- Nr 10 – nr kat. 0501,
- Nr 10A – nr kat. 0502,
- Nr 11 – nr kat. 0503,
- Nr E/11 – nr kat. 0563,
- Nr 11P – nr kat. 0591,
- Nr 12 – nr kat. 0504,
- Nr 12D – nr kat. 0518,
- Nr 14 – nr kat. 0519,
- Nr 15 – nr kat. 0505,
- Nr 15A – nr kat. 0520,
- Nr 15C – nr kat. 0521,
- Nr 15T – nr kat. 0592,
- Nr 16 – nr kat. 0522,
- Nr 18 – nr kat. 0523,
- Nr 19 – nr kat. 0524,
- Nr 20 – nr kat. 0506,
- Nr 21 – nr kat. 0507,
- Nr 22 – nr kat. 0508,
- Nr 22A – nr kat. 0509,
- Nr 23 – nr kat. 0510,
- Nr 24 – nr kat. 0511,
- Nr 25 – nr kat. 0512,
- Nr 25A – nr kat. 0515,
- Nr 26 – nr kat. 0513,
- Nr 27 – nr kat. 0514.

Utrwalacz cytologiczny CYTOFIX 150ml



CYTOFIX jest aerozolowym preparatem do utrwalania pobranych na szkiełka rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną.
Pobrany materiał po użyciu CYTOFIX zostaje pokryty cienką, przezroczystą powłoką ochronną

Producent: SAMKO