

PAKIET Nr 4

SPECJALISTYCZNE MATERIAŁY OPATRUNKOWE

szacunkowa wycena na dzień 19.02.2024

Lp.	NAZWA	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość brutto	NAZWA produktu/producent
1	Opatrunek trójwarstwowy z pianki poliuretanowej z dodatkiem jonów srebra w kształcie kieszonki wyprofilowanej na piętę lub łokieć . Srebro wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Opatrunek stosuje się w leczeniu występujących na pięcie:ran zakażonych , odleżyn , owrzodzeń stopy cukrzycowej, ran nowotworowych, oparzeń. 10 ,5 cm x 13,5 cm	szt.	30			
2	Opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z dwóch warstw, wykonanych z włókien karboksymetylocelulozy sodowej wzmocnionych przeszyciami wykonany w technologii Hydrofiber. Kompozycja jonów srebra i włókien umożliwia stworzenie pod opatrunkiem wilgotnego środowiska potrzebnego do zbudowania nowych naczyń krwionośnych. Opatrunek stosowany w terapii ran przewlekłych , trudno gojących z występującym biofilmem, w leczeniu owrzodzeń w przebiegu stopy cykrzycowej , odleżyn, ran chirurgicznych i pourazowych. 10 cm x 10 cm .	szt.	180			
3	Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym i obfitym wysieku. Może pozostawać na ranie do 7 dni. Sterylny 12,5 cm x 12,5 cm	szt.	20			
4	Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym i obfitym wysieku. Może pozostawać na ranie do 7 dni. Sterylny 10 cm x 10 cm	szt.	30			
5	Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym i obfitym wysięku.Może pozostawać na ranie 7 dni. Sterylny 7,5 cm x 7,5 cm.	szt.	10			
6	Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym i obfitym wysieku. Może pozostawać na ranie do 7 dni. Sterylny. 5 cm x 5 cm	szt.	20			
7	Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym i obfitym wysieku. Może pozostawać na ranie do 7 dni. Sterylny. 10 cm x 10 cm	szt.	40			
8	Opatrunek jałowy hydrokoloidowy , złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru, oraz warstwy zewnętrznej- błony poliuretanowej. Opatrunek stosuje się w leczeniu ran mało lub średnio sączących , trudno gojących , odleżyny , oparzenia , owrzodzenia.10 cm x 10 cm	szt.	50			
9	Antyseptyczny opatrunek parafinowy z luźno utkanej gazy nasączonej 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. Nie przywiera do rany. Zalecany do ran zakażonych jak i zagrożonych infekcją. Wymaga opatrunku wtórnego. 10 cm x 10 cm	szt.	160			
10	Antyseptyczny opatrunek parafinowy z luźno utkanej gazy nasączonej 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. Nie przywiera do rany. Zalecany do ran zakażonych jak i zagrożonych infekcją. Wymaga opatrunku wtórnego. 15 cm x 20 cm	szt.	160			
11	Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej ,zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany, do ran,owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn i oparzeń z małym i średnim wysiękiem z oznakami infekcji lub zagrożonych infekcją. Opatrunek przylega do skóry dzięki silikonowej warstwie kontaktowej /Safetac/zmniejszającej ból. 12,5 cm x 12,5 cm	szt.	50			
12	Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej ,zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany, do ran,owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn i oparzeń z małym i średnim wysiękiem z oznakami infekcji lub zagrożonych infekcją. Opatrunek przylega do skóry dzięki silikonowej warstwie kontaktowej /Safetac/zmniejszającej ból. 6 cm x 8,5 cm	szt.	230			
13	Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej ,zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany, do ran,owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn i oparzeń z małym i średnim wysiękiem z oznakami infekcji lub zagrożonych infekcją. Opatrunek przylega do skóry dzięki silikonowej warstwie kontaktowej /Safetac/zmniejszającej ból. 10 cm x 21 cm	szt.	40			

Razem 0,00