

## 3992439 ŚCIENNY PANEL ZASILAJĄCY GEMINA WER. DWUSTANOWISKOWA

MIEJSCE  
INSTALACJI

### KONSTRUKCJA

Panel przeznaczony do obsługi stanowiska pacjenta. Gniazda zasilające rozmieszczone są symetrycznie po prawej oraz po lewej stronie panelu.

Udźwig 160 kg

Wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium.

### GNIAZDA ZASILAJĄCE

|   | Strona lewa/<br>prawa |
|---|-----------------------|
| Gniazda elektryczne (230V)                        | - 8 + 8 szt.          |
| Gniazda wyrównania potencjałów (PE)               | - 8 + 8 szt.          |
| Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych | - 2 + 2 szt.          |
| Gniazdo sieci komputerowej (RJ45)                 | - 2 + 2 szt.          |
| Tlen (O <sub>2</sub> )                            | - 1 + 1 szt.          |
| Sprężone powietrze (Air)                          | - 1 + 1 szt.          |
| Próżnia (VAC)                                     | - 1 + 1 szt.          |



### WYPOSAŻENIE

|   |          |
|---|----------|
| Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie, | - 2 szt. |
| Drążek infuzyjny z wysuwany wieszakiem do kroplówek | - 2 szt. |
| Półka 530x480 mm z szynami montażowymi po bokach    | - 1 szt. |
| Szuflada  | - 1 szt. |
| Pionowa rura montażowa 38mm - 50 cm                 | - 2 szt. |

### 3992439 ŚCIENNY PANEL ZASILAJĄCY GEMINA WER. JEDNOSTANOWISKOWA

MIEJSCE  
INSTALACJI

#### KONSTRUKCJA


Panel przeznaczony do obsługi stanowiska pacjenta. Gniazda zasilające rozmieszczone są symetrycznie po prawej oraz po lewej stronie panelu.

Udźwig 160 kg

Wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium.

#### GNIAZDA ZASILAJĄCE

|   | Strona<br>lewa/prawa |
|---|----------------------|
| Gniazda elektryczne (230V)                        | - 8 szt.             |
| Gniazda wyrównania potencjałów (PE)               | - 8 szt.             |
| Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych | - 2 szt.             |
| Gniazdo sieci komputerowej (RJ45)                 | - 2 szt.             |
| Tlen (O <sub>2</sub> )                            | - 2 szt.             |
| Sprężone powietrze (Air)                          | - 2 szt.             |
| Próżnia (VAC)                                     | - 2 szt.             |



#### WYPOSAŻENIE

|   |          |
|---|----------|
| Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie,             | - 1 szt. |
| Drążek infuzyjny z wysuwającym wieszakiem do kroplówek          | - 1 szt. |
| Półka 530x480 mm z szynami montażowymi po bokach                | - 1 szt. |
| Koszyki   | - 2 szt. |
| Wysięgnik obrotowy do mocowania kardiomonitora na kolumnie SLID | - 1 szt. |
| Pionowa rura montażowa 38mm – 50 cm                             | - 1 szt. |