



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO/IEC 27001  
ISO 45001  
ISO 22000

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 21.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:

Dostawa testów do diagnostyki boreliozy, NZZ/26/D/24

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby numery seryjne dla dzierżawionych urządzeń zostały przedstawione w momencie podpisania umowy? Wykonawca dostarczając nowe urządzenia, z bieżącej produkcji nie ma informacji nt. numeru seryjnego na etapie składania ofert.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza aby na etapie składania ofert Wykonawca nie wskazał w załączniku nr 2A do SWZ. Tabela, kolumna 6 pozycja 7 numerów seryjnych zaproponowanego przedmiotu najmu.

Zamawiający wymaga aby numery seryjne najmowanych urządzeń zostały przedstawione w dniu ich dostarczenia.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznej płuczki mikrołytek z możliwością programowania wyprodukowanej w 2015 r., spełniającej wszelkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego? Urządzenie jest kompletne, sprawne oraz posiada aktualne przeglądy.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznej płuczki mikrołytek o następujących parametrach:

- 20 programów przemywania definiowanych przez użytkownika, zapisywanych jako pozycje od 1 do 20;
- Pojemność dozowanego roztworu: 50 - 3000 µl w przyrostach co 50 µl dla funkcji przemywania, 50 - 400 µl w przyrostach co 50 µl dla dozowania;
- Praca z różnymi typami płytek: okrągłodenne, płaskodenne i typu V, w tym mikrołytki na paskach;
- Ilość pozostałości resztkowych: <= 2 µl / dołek (płaskodenne, 96-dołkowa mikrołytki marki Greiner), <= 5 µl / dołek (96-dołkowe mikrołytki okrągłodenne i typu V marki Greiner);
- Regulowana szybkość dozowania i odsysania;
- Regulowany czas namaczania (od 5 sekund do 60 minut i 59 sekund) i czas odsysania (1 - 20 sekund);
- Wytrząsanie liniowe w dostępnych 3 opcjach:
  - High (duża częstotliwość wytrząsania): częstotliwość 25 Hz i amplituda 1 mm,
  - Medium (średnia częstotliwość wytrząsania): częstotliwość 10 Hz i amplituda 2 mm,
  - Low (mała częstotliwość wytrząsania): częstotliwość 5 Hz i amplituda 3 mm;
- Głowica minimum 8 kanałowa;
- Program czyszczący (czas trwania 5 – 99 s lub objętość 15 – 820 ml).

Urządzenie jest kompletne, sprawne oraz posiada aktualne przeglądy.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zamawiający**