

1. Fantom Pielęgnacyjny Trauma (Dwupłciowy)

Rozbudowany manekin pielęgnacyjny FAN/H100S

Cechy:

1. Symulacja mycia twarzy i włosów (włosy w formie odlewu),
2. Irygacja i symulacja podawania leków do oczu i uszu,
3. Pielęgnacja jamy ustnej,
4. Tlenoterapia,
5. Karmienie przez nos,
6. Pielęgnacja rany po tracheotomii,
7. Intubacja dotchawicza,
8. Płukanie żołądka,
9. Główne organy wewnątrz klatki piersiowej,
10. Główne organy jamy brzusznej,
11. Wkłucia dożylna i pobieranie krwi,
12. Wkłucia domięśniowe w mięsień naramienny, udo i pośladek,
13. Cewnikowanie pęcherza moczowego,
14. Płukanie pęcherza moczowego,
15. Lewatywa,
16. Pielęgnacja krocza,
17. Pielęgnacja stomii,
18. Nakłucie klatki piersiowej, jamy brzusznej, wątroby, szpiku kostnego i lędźwiowe.

Ćwiczenia wkłuc ograniczone jedynie do lokalizacji miejsca, wkłucia na określoną głębokość i pobrania bądź wstrzyknięcia płynu,

19. Kompleksowa opieka pielęgniarstwa: mycie ciała gąbką, przebieranie,
20. Ocena i pielęgnacja ran:
 - a. Pielęgnacja nacięcia ściany klatki piersiowej,
 - b. Pielęgnacja nacięcia jamy brzusznej,
 - c. Pielęgnacja rany na udzie po zabiegu chirurgicznym,
 - d. Pielęgnacja skóry na udzie,
 - e. Pielęgnacja zainfekowanego wrzodu na udzie,
 - f. Pielęgnacja gangreny na stopie,
 - g. Bandażowanie kikuta po amputacji powyżej łokcia,
 - h. Bandażowanie kikuta po częściowej amputacji.
21. Pielęgnacja modułów ran:
 - a. Oparzenia twarzy I, II i III stopnia,
 - b. Rana szarpana nosa,
 - c. Rana żuchwy,
 - d. Złamanie otwarte obojczyka,
 - e. Uraz brzucha z wypchniętymi na zewnątrz jelitami,
 - f. Otwarte złamanie prawej kości ramiennej i rana postrzałowa prawej ręki,
 - g. Otwarte złamanie lewej ręki,
 - h. Rana postrzałowa lewej ręki,
 - i. Otwarte złamanie kości udowej,
 - j. złamanie wieloodłamowe lewej kości udowej,
 - k. Rana powstała na skutek wbicia metalowego ciała obcego w prawe udo,
 - l. Otwarte złamanie prawej stopy i amputacja palca,
 - m. Poparzenie lewego przedramienia,
 - n. Amputacja urazowa lewej górnej części nogi,

2. Zestaw pozoracji ran wielofunkcyjny

Zestaw musi zawierać 24 przyklejane rany (pozorujące obrażenia różnego rodzaju)

- złamania otwarte (krwawiące rany posiadają rezerwuar na sztuczną krew oraz pompkę):
- złożone złamanie kości piszczelowej – 1 szt.
- złożone złamanie kości ramiennej – 1 szt.
- otwarta amputacja nogi – 1 szt.
- otwarta rana klatki piersiowej (odma opłucnowa) – 1 szt.
- rana postrzałowa dłoni – 1 szt.

Przy wykorzystaniu zestawu można pozorować:

- * otwarte złamania
- * złożone złamania (kość ramienna i kość piszczelowa)
- * ranę klatki piersiowej o charakterze otwartym (odma opłucnowa) 1 szt.
- * ranę postrzałową dłoni
- * otwartą amputację nogi

Rany krwawiące muszą być uzupełnione o zbiorniczek na sztuczną krew oraz w pompkę. Wszystkie elementy muszą w łatwy sposób podlegać wyczyszczeniu.. Dodatkowo w zestawie do pozoracji ran muszą znajdować się pomocne materiały i narzędzia, za sprawą których obrażenia prezentują się bardzo realistycznie

- * 1 butelkę koagulantu sztucznej krwi
- * celulozę metylową do zagęszczania sztucznej krwi
- * proszek do sporządzenia sztucznej krwi (3 opakowania wystarczające do przygotowania 3,7 l krwi każde)
- * kawałeczki potłuczonego szkła
- * воск stosowany do pozoracji
- * farbki (czerwona, brązowa, biała i niebieska)
- * klej
- * atomizer
- * 3 szpatułki drewniane
- * 3 szpatułki plastikowe

Zestaw zamknięty w wygodnej i wytrzymałej walizce, co pozwala zachować porządek i ułatwia transport elementów na miejsce szkolenia.

3.Sztuczna Krew co najmniej 3,70 L czerwona 2 szt